

**ALTAI FRANCE (ALTAI EUROPE LTD)**

Z.I. Les Ports  
Nafine  
82800 NEGREPELISSE  
France



## Barre d'Appui avec Pied

La barre d'appui à charnières Solo est un excellent produit, tant au niveau qualité que sécurité. Son atout supplémentaire est le pied optionnel qui apporte davantage de stabilité, très appréciable quand une pression vers le bas est exercée sur la barre lors de l'utilisation. La hauteur du pied est réglable ce qui permet de l'adapter aux besoins de l'utilisateur.

### FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

- Excellent produit
- Se plie/déplie facilement
- Revêtement blanc époxy
- Pied réglable en hauteur
- Longueur de la barre 750 mm

#### Caractéristiques:

Dimensions (mm).....	710x100x760
Poids Net (kg).....	3.1
Taille Plaque Arrière (mm).....	100x260
Couleur.....	Blanc
Configuration.....	Barre d'Appui avec Pied
Profondeur jusqu'au Mur (mm).....	760
Longueur (Etendu) (mm).....	750
Capacité de Poids Maximum (kg).....	115
Poids Maximum de l'Utilisateur (kg).....	115
Poids Maximum Utilisateur (stones).....	20
Taille.....	100x760x710-870
Diamètre du Tube (mm).....	22.2
Poids Limite de l'Utilisateur (kg).....	115
Poids Limite Utilisateur (stone).....	18
Poids Maximum de l'Utilisateur (kg).....	115

