

Maintien A Domicile > Toilettes > Barres d'appui relevables

## Barre d'appui relevable Devon Elite Homecraft

● en stock



Bras elliptique en aluminium léger, solide. Offre une prise en main sécurisée à l'utilisateur. Blocage du support de bras en position verticale et déblocage par activation du mécanisme à ressort. Compensation du mouvement en position horizontale.

---

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Notice d'utilisation](#)



### Barre d'appui relevable Devon Elite Homecraft - **091165695**

● en stock

EAN : **5028318893256** • TVA : 20 %

Long. : **69cm** • Ø rail : **2,5cm** • Projection replié : **17,5cm** •

Dim. Plaque de fixation (L x l) : **22,5cm x 12cm** • poids :

**1,4kg** • poids maximum : **127kg**