



Code	Description
01830WH	Barre rabattable avec pied réglable - Blanc
01830WH	Barre rabattable avec pied réglable - Bleu

Garanties et Certifications

Garantie à vie

Tailles et Options

Ce produit existe en deux coloris (blanc et bleu).

BARRE RABATTABLE

01830WH/BU - Barre rabattable avec pied réglable

Texte descriptif CCTP

Barre de maintien Relevable avec pied en aluminium Réglable de 680 à 870mm, garantie à vie, inox recouvert d'époxy blanc RAL 9016, Ø 32mm, réf 01830WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 766mm, platine de fixation 6 trous en acier 100x300mm. Charge maximale (pression statique) : 200kg.

Avantages

- **Sécurisante** avec son diamètre de 32 mm pour une préhension optimale
- **Contrastée**, sa version bleue à haut contraste convient pour les personnes souffrant de déficiences visuelles
- **Facile à nettoyer** de part sa conception lisse

Caractéristiques

- Charge maximale : 200kg
- Longueur : 766 mm
- Hauteur : de 680 à 870 mm
- Réglage de la planéité : 13 mm
- Dimension de la barre repliée : 240 mm
- Largeur hors-tout de la plaque de fixation : 140 mm
- Diamètre : 32 mm
- Diamètre visserie : 8 mm
- Livrée avec porte rouleaux
- Blanc (RAL9016)
- Bleu (RAL5005)

Matériaux

- Acier inoxydable recouvert d'époxy

