



NOTICE

1820353000	TABOURET DOUCHE OUVERTURE HYGIENE JOLETI GRIS
------------	---

1. Ce produit doit être placé dans un intérieur sec, ventilé, lisse et non corrosif

2. Les produits ne doivent pas être placés dans un environnement à haute ou basse température, il est facile de provoquer le vieillissement des pièces en caoutchouc et un phénomène élastique insuffisant

3. Avant utilisation, assurez-vous que toutes les fixations sont correctement vissées et ajustées à la bonne hauteur. Lors du levage ou de l'abaissement, ils doivent être dans la même position de trou.

4. Vous ne devez en aucun cas marcher sur le fauteuil. Ne vous asseyez pas dessus et ne le secouez pas


5. Avant chaque utilisation, assurez-vous que la vis n'est pas desserrée et que l'usure du repose-pied, si nécessaire, remplacez-la à temps

joletti

PIÈCES NECESSAIRES AU MONTAGE



ETAPE 1



ETAPE 2

