

TABOURET DE DOUCHE HAUTEUR REGLABLE PROFILO



Référence	Désignation
SN10THR02	Tabouret de douche hauteur réglable profilo

Atouts :

- Complément idéal pour les personnes susceptibles d'avoir besoin d'une assise dans leur salle de bain.
- S'utilise aussi bien sous la douche (assise ajourée permettant à l'eau de s'écouler) que pour un moment de repos lors de la toilette.
- Les matériaux utilisés, polymère et aluminium anodisé garantissent un usage optimum dans le temps et un entretien simple au quotidien.
- Conçu pour un réglage en hauteur de 40 à 55 cm, le tabouret de douche dispose d'un support en étoile qui renforce la stabilité de l'ensemble.

Indications :

Pour personne :

- A mobilité réduite.
- dont la position debout n'est pas stable.
- Ayant des difficultés à se mouvoir...

Description :

- Diamètre : 37 cm, hauteur : de 40 à 55 cm
- Poids net : 1,955 kg
- Poids maximum utilisateur : 150 kg

Composition :

- Polypropylène
- Aluminium

Entretien :

- Détergent neutre.
- Autoclave à 85°C pendant 1 minute.

Précautions d'emploi :

- Avant la première utilisation, laver le tabouret.
- Avant l'installation et chaque utilisation, vérifier le bon état du produit, son positionnement et sa stabilité.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes handicapées seules.
- Vérifier la température de l'assise avant utilisation.
- Ne pas utiliser dans les lieux tels que : sauna, hammam, jacuzzi...
- Ne pas monter sur le produit, ne pas utiliser comme marche-pied.
- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- A l'unité, livré non monté, sous boîte carton, encombrement : 35,5 x 35,5 x 29 cm.
- Poids brut : 2,6 kg.