FICHE PRODUIT



Page 1/1

10180







Code article: 4060011

Code ACL: 3401554049083

Famille:

Aides à la toilette

Description:

esponsable de la société HMS-Vilgo. Ce document est non contractuel et sa modification ou mise à jour,

Planche de bain avec poignée


Usage revendiqué :

Les sièges de baignoires sont destinés à faciliter la toilette du patient. Leur utilisation est de fait une utilisation intérieure, en milieu humide (salle de bain - hors immersion).

Classe du dispositif: NA

Garantie produit:

2 ans contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)*:

■ Dimensions hors tout :

Hauteur hors tout (avec/sans poignée): 165/100 Longueur hors tout (avec/sans poignée): 720/705 Largeur hors tout: 315

■ Butées réglables: 405 → 640

Compatibilité baignoire :

- . Largeur hors tout jusqu'à 700mm
- . Largeur intérieure comprise entre 405 et 640 mm

Conditionnement à l'unité en carton 370x760x60

Description technique:

- Planche en polypropylène
- Butées réglables antidérapantes pour le calage intérieur baignoire
- Porte savon intégré
- Coloris blanc / poignée bleue

Poids du produit :

Date de 1ère mise sur le marché :

2,5 kg

Version mise sur le marché à partir de : avril 2017

Etiquetage produit

Vignette de remboursement

Vignette CE

société HMS-Vilgo. Il ne saurait être reproduit même partiellement