

Hyséa 300



Code article : **2040022**
Code ACL : 3401054035241
Code GTIN : 3615800003198

Famille :
Aide à la toilette

Description :
Siège de douche, assise polypropylène

Usage revendiqué :
Les sièges de douche sont destinés à faciliter la toilette du patient. Leur utilisation est de fait une utilisation intérieure, en milieu humide (douche et salle de bain - hors immersion).

Classe du dispositif : / (Non Applicable)

Garantie produit :
2 ans contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm) :

- Hauteur hors tout : 685
- Largeur hors tout : 610
- Profondeur hors tout : 450

- Hauteur d'assise : 470

- Largeur assise : 450
- Profondeur assise : 300

Description technique :

- Châssis soudé - tube acier Ø 25 x 1,2 mm
- Assise en polypropylène fixée au châssis par vis 4.8x19 inox
- Finition époxy
- Accoudoirs PVC blanc
- Embout enveloppant blanc diam. 25

Poids du produit :

4 kg

Date de 1ère mise sur le marché :

Avril 2004

Etiquetage produit

Vignette de remboursement

Aucune – pas de remboursement

Vignette CE


NA

FICHE PRODUIT

Hyséa 300



Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A406011	1	Assise injectée blanche
2	A401001	2	Accoudoir Candy PVC Blanc
3	E204022	1	Cadre Hyséa 100
4	A406021	4	Embout diam. 25 enveloppant blanc
5	A406004	4	Vis tôle TCBLZ inox 4.8x19
6	A406024	4	Rondelle plastique diam.5 blanche

