


Siège de baignoire

Dakara



Un accès à votre baignoire plus facile et sans risque

↳ Siège de baignoire pivotant standard *Dakara*

Un siège parfaitement stable grâce à ses supports antidérapants

- Système **pivotant** sur **360°** avec repérage des positions tous les **90°**
- Siège conçu en plastique moulé
- Equipé d'**accoudoirs fixes**
- Assise perforée pour une meilleure évacuation de l'eau
- **Entretien facile** pour une meilleure hygiène
- Convient aux **baignoires d'une largeur maximale de 72 cm**
- Supporte une personne jusqu'à **130 kg**



Caractéristiques

- Dimensions hors-tout : 72 x 54 x 52 cm
- Largeur de l'assise : 42 cm
- Largeur entre accoudoirs : 49 cm
- Profondeur de l'assise : 35 cm
- Hauteur du dossier : 34 cm
- Matière : acier époxy
- Couleur : blanche
- Poids total : 5,7 kg
- Poids maximal supporté : 130 kg

Référence	SA 233 0400	Code ACL	34010 413 522 8 3
------------------	-------------	-----------------	-------------------



Dupont Médical et DeVilbiss Healthcare France deviennent en 2017 Drive DeVilbiss Healthcare France, acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. Une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.