



Code	Description
02020MW-LS	Siège - Blanc
02020GR	Siège - Gris
02021WH	Siège suspendu - Blanc

Garanties et Certifications

Garantie à vie

Tailles et Options

Ce produit existe en version gris.

SIÈGE BAMA

02020GR - Siège gris

Texte descriptif CCTP

Siège de douche relevable Assise simple à 7 Lattes brillantes, Anses pour faciliter le transfert, garantie à vie, 4 points de fixations murales, pieds ajustables de +/- 15mm, P409mmxL490mm hors tout x H480mm de couleur gris RAL7043, réf 02020GR de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Encombrement replié 120mm. Charge maximale (pression statique) : 200kg.

Avantages


- **Résistant** grâce à sa conception en acier inoxydable et ses 4 points de fixation qui permettent d'atteindre une charge de 200kg
- **Sécurisant** avec ses anses pour faciliter le transfert
- **Facile à nettoyer** avec son design épuré et ses lattes amovibles

Caractéristiques

- Charge maximale : 200kg
- Dimensions: L490xP409 hors tout
- Hauteur : 480mm
- Dimensions replié : 120mm
- Assise : 357x340mm
- 4 points de fixation
- Pieds réglables +/- 15 mm finis par embout en caoutchouc noir pour éviter toute détérioration de l'espace de douche
- Assise relevable à lattes
- Coloris : gris (RAL7043)

Matériaux

- Structure du siège et pieds en acier inoxydable
- Lattes en PVC brillantes



Liste de produits compatibles

Ce produit est compatible avec les barres Inox.