

# TOURNE-CLÉS



Référence	Désignation
CT01TOC04	Tourne-clés coloris bleu
CT01TOC05	Tourne-clés coloris rouge



## Atouts :

- Poignée ergonomique.
- Facilite l'ouverture des serrures.
- Peut contenir jusqu'à 3 clés.

## Indications :

Pour personne :

- Ayant des difficultés de préhension (polyarthrite, arthrose, hémiplegie,...).
- Faiblesse musculaire.

## Mode d'emploi :

- Dévisser la molette.
- Introduire les clés dans les fentes.
- Repositionner la tige de la molette.
- Resserrer sans forcer.

## Description :

- Longueur : 12 cm
- Poids net : 45 g

## Composition :

- Acier
- Plastique

## Précautions d'emploi :

- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

## Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 6 x 15 x 5 cm.
- Poids brut : 65 g.