



- Léger
- Facile à utiliser
- Peut être utilisé pour enfiler les chaussettes, les bas et les collants
- Une super solution pour ceux qui ont des difficultés à se pencher pour enfiler les bas et chaussettes
- Permet de moins se courber pour s'habiller.

**VM947A**

## Enfile Bas & Chaussettes Rigide

L'enfile-chaussettes rigide Aidapt permet d'enfiler facilement les bas et chaussettes. Il suffit d'étirer le vêtement sur l'armature métallique et vous pouvez ensuite glisser facilement le pied à l'intérieur. Utilisez les poignées intégrées pour vous aider. Cet accessoire est conçu spécialement pour aider les personnes ayant du mal à se baisser et est idéal pour les utilisateurs venant d'être opérés et à mobilité réduite.

Profondeur (mm):	.....170
Hauteur (mm):	.....350
Largeur (mm):	.....205
Dimensions (mm):	..... 350x205x170
Net weight (kg):	..... 0.75
Couleur:	.....Blanc



**Aidapt Bathrooms Ltd.**

Z.I. les Ports, Nafine, 82800 NEGREPALISSE, France

Tel: 05 63 48 15 1 • Fax: 05 63 37 61 • Email: [Altai Europe@orange.fr](mailto:Altai Europe@orange.fr)