

LOUPE DÔME



Référence	Désignation
CT16LDO01	Loupe dôme

Atouts :

- Grossissement X 4.
- Préhension aisée.
- Se déplace facilement.
- Permet une lecture avec différents angles d'inclinaison.

Description :

- Diamètre 6,5 cm.
- Hauteur : 4,5 cm.
- Poids net : 127 g.

Composition :

- Acrylique.

Entretien :

- Nettoyage par essuyage.

Précautions d'emploi :

- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- A l'unité avec sa pochette de rangement.
- Sous boîte carton.
- encombrement : 9 x 8 x 8 cm.
- Poids brut : g.