

# PINCE DE PREHENSION STANDARD

| Référence | Désignation                                 |
|-----------|---|
| CT03PIN60 | Pince de préhension standard longueur 60 cm |



## Atouts :

- Permet de ramasser les objets au sol sans se baisser ou de saisir ceux placés en hauteur.
- Munie d'un aimant pour ramasser les petits objets métalliques.

## Indications :

Pour personne :

- A mobilité réduite.
- Ayant des difficultés de préhension.
- Souffrant de divers maux de dos.

## Description :

- Longueur : 60 cm
- Poids net : 145 g

## Composition :

- Tube aluminium
- Poignée ergonomique : ABS
- Embout aimanté et crochet

## Entretien :

- Nettoyage par essuyage.

## Précautions d'emploi :

- Poids maximum des objets saisis : 3 kg.
- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

## Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 13 x 59 x 4,5 cm.
- Poids brut : 279,5 g.