

PINCE DE PREHENSION CLASSIQUE



Référence	Désignation
CT05PCP65	Pince de préhension classique longueur 65 cm
CT05PCP82	Pince de préhension classique longueur 82 cm

Atouts :

- Idéale pour attraper les objets du quotidien à la maison, sans contrainte de flexion.
- La forme spécifique de la pince permet de saisir les matériaux les plus fins (papier, carton, mouchoir, tissu...).
- La forme ergonomique de la poignée évite les tensions du poignet.
- Les petits objets métalliques peuvent être ramassés grâce à l'aimant situé au bout de la pince de préhension.

Indications :

Pour personne :

- A mobilité réduite.
- Ayant des difficultés de préhension.
- Souffrant de divers maux de dos.
- Ayant des difficultés de flexion du tronc (lombalgie, prothèse de hanche, hémiplégie,...).

Description :

- Longueur utile : 65 cm, hors tout : 68,5 x 11 x 3 cm, poids net : 215 g
- Longueur utile : 82 cm, hors tout : 83,5 x 11 x 3 cm, poids net : 240 g

Composition :

- Barre d'Aluminium
- Nylon
- Corde en polyester
- Rivets en acier
- Ressorts en acier inoxydable
- SEBS
- Aimant

Entretien :

- Nettoyage par essuyage.

Précautions d'emploi :

- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Garantie à vie :

- Sur présentation de la facture par l'acheteur et moyennant une utilisation conforme du produit par rapport aux spécifications, la pince sera réparée ou remplacée par nos soins.

Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 12,5 x 86,5 x 5,5 cm.
- Poids brut : 65 cm : 365 g; 82 cm : 390 g.

PHARMAOUEST INDUSTRIES - Actipole 35 - BP 12 - 2, Rue de Saint-Coulban 35540 MINIAC MORVAN

Tél. +33 (0)2 99 82 21 21 - Fax +33 (0)2 99 82 15 45 - Fax Vert 0800 87 70 45