

# PINCE DE PREHENSION PLIABLE

Référence	Désignation
CT05PPP65	Pince de préhension pliable



## Atouts :

- Idéale pour attraper les objets du quotidien à la maison, sans contrainte de flexion.
- Sa forme spécifique permet de saisir les matériaux les plus fins (papier, carton, mouchoir, tissu...).
- La forme ergonomique de la poignée évite les tensions du poignet.
- Les petits objets métalliques peuvent être ramassés grâce à l'aimant situé au bout de la pince de préhension.
- Pliable, elle se range facilement.

## Indications :

Pour personne :

- A mobilité réduite.
- Ayant des difficultés de préhension.
- Souffrant de divers maux de dos.

## Description :

- Pliée : 31 x 17 x 3 cm
- Dépliée : 58 x 10 x 3 cm
- Poids net : 205 g

## Composition :

- Barre d'Aluminium
- Nylon
- Corde en polyester
- Rivets en acier
- Ressorts en acier inoxydable
- SEBS
- Aimant

## Entretien :

- Nettoyage par essuyage.

## Précautions d'emploi :

- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

## Garantie à vie :

- Sur présentation de la facture par l'acheteur et moyennant une utilisation conforme du produit par rapport aux spécifications, la pince sera réparée ou remplacée par nos soins.

## Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 12 x 64 x 9 cm.
- Poids brut : 340 g.

PHARMAOUEST INDUSTRIES - Actipole 35 - BP 12 - 2, Rue de Saint-Coulban 35540 MINIAC MORVAN

Tél. +33 (0)2 99 82 21 21 - Fax +33 (0)2 99 82 15 45 - Fax Vert 0800 87 70 45