

PINCE DE PREHENSION TETE PIVOTANTE POIGNEE ERGO GEL

| Référence | Désignation |
|-----------|--|
| CT05PEG65 | Pince de préhension tête pivotante poignée ergo gel longueur 65 cm |
| CT05PEG82 | Pince de préhension tête pivotante poignée ergo gel longueur 82 cm |



Atouts :

- Recommandée pour une utilisation avec un minimum d'effort, la pince de préhension à tête pivotante permet d'atteindre les endroits les plus difficiles en toute facilité.
- Sa tête rotative oriente la pince pour diminuer les contraintes du poignet.
- Sa forme particulière permet d'attraper des objets plus lourds (même en hauteur).
- La poignée « ergo gel » est particulièrement confortable et agréable au toucher. Avec ses qualités antiglisse, elle permet une bonne prise en main et évite les tensions du poignet.
- Autobloquante.

Indications :

Pour personne :

- A mobilité réduite.
- Ayant des difficultés de préhension.
- Souffrant de divers maux de dos.

Mode d'emploi :

Pour tourner la tête pivotante : Tirer - Tourner – Repousser.

Description :

- Longueur utile : 65 cm, hors tout : 72 x 11 x 3 cm, poids net : 285 g
- Longueur utile : 82 cm, hors tout : 85 x 11 x 3 cm, poids net : 305 g

Composition :

- Barre d'Aluminium
- Nylon
- Corde en polyester
- Rivets en acier
- Ressorts en acier inoxydable
- SEBS
- Aimant
- Poignée en silicone

Entretien :

- Nettoyage par essuyage.

Précautions d'emploi :

- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Garantie à vie :

- Sur présentation de la facture par l'acheteur et moyennant une utilisation conforme du produit par rapport aux spécifications, la pince sera réparée ou remplacée par nos soins.

Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 12,5 x 86,5 x 5,5 cm.
- Poids brut : 65 cm : 435 g; 82 cm : 455 g.

PHARMAOUEST INDUSTRIES - Actipole 35 - BP 12 - 2, Rue de Saint-Coulban 35540 MINIAC MORVAN

Tél. +33 (0)2 99 82 21 21 - Fax +33 (0)2 99 82 15 45 - Fax Vert 0800 87 70 45