

# PINCE DE PREHENSION CLASSIQUE AVEC POIGNEE ERGO GEL

Référence	Désignation
CT05PCG65	Pince de préhension classique avec poignée ergo gel longueur 65 cm
CT05PCG82	Pince de préhension classique avec poignée ergo gel longueur 82 cm



## Atouts :

- Idéale pour attraper les objets du quotidien à la maison, sans contrainte de flexion.
- La forme spécifique de la pince permet de saisir les matériaux les plus fins (papier, carton, mouchoir, tissu...).
- La poignée « ergo gel » est particulièrement confortable et agréable au toucher. Avec ses qualités antiglisse, elle permet une bonne prise en main et évite les tensions du poignet.
- Les petits objets métalliques peuvent être ramassés grâce à l'aimant situé au bout de la pince de préhension.
- Poignée autobloquante.

## Indications :

Pour personne :

- A mobilité réduite.
- Ayant des difficultés de préhension.
- Souffrant de divers maux de dos.
- Ayant des difficultés de flexion du tronc (lombalgie, prothèse de hanche, hémiplégié,...).

## Description :

- Longueur utile : 65 cm, hors tout : 68 x 12 x 3,5 cm, poids net : 275 g
- Longueur utile : 82 cm, hors tout : 83 x 11 x 3 cm, poids net : 290 g

## Composition :

- Barre d'Aluminium
- Nylon
- Corde en polyester
- Rivets en acier
- Ressorts en acier inoxydable
- SEBS
- Aimant
- Poignée en silicone

## Entretien :

- Nettoyage par essuyage.

## Précautions d'emploi :

- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

## Garantie à vie :

- Sur présentation de la facture par l'acheteur et moyennant une utilisation conforme du produit par rapport aux spécifications, la pince sera réparée ou remplacée par nos soins.

## Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 12,5 x 86,5 x 5,5 cm.
- Poids brut : 65 cm : 425 g; 82 cm : 440 g.

PHARMAOUEST INDUSTRIES - Actipole 35 - BP 12 - 2, Rue de Saint-Coulban 35540 MINIAC MORVAN

Tél. +33 (0)2 99 82 21 21 - Fax +33 (0)2 99 82 15 45 - Fax Vert 0800 87 70 45