

DIVAN MEDECINE TABLE D'EXAMEN ECO 190 x 60 x 80 cm



11020810 DIVAN MEDECINE TABLE D'EXAMEN ECO 190 x 60 x 80 cm - Bleue
11020811 DIVAN MEDECINE TABLE D'EXAMEN ECO 190 x 60 x 80 cm - Noire

Description :

Divan d'examen à hauteur fixe 2 parties,

Hauteur 80 cm

Sellerie en forme confortable sur mousse d'épaisseur 6 cm, largeur 60 cm

Piètement en tube carré 30x30 mm laqué époxy argent.

Réglage de la tête par 2 crémaillères mécaniques autobloquantes.

Equippé d'un porte rouleau pour drap d'examen (position côté pied ou tête).

Livré démonté avec clé et notice de montage, montage très rapide

Capacité de charge : 150 Kg

Dimensions :

Longueur plateau : 128 cm

Longueur dossier : 62 cm

Longueur divan : 190 cm

Largeur divan : 60 cm

Hauteur divan : 80 cm