

AIDE-VERSEUR GOUTTE

Référence	Désignation
SE02AID04	Aide-verseur goutte



Atouts :

- Permet de garder l'œil ouvert.
- Facilite la mise des gouttes dans les yeux.

Description :

- Dimensions : 4,8 x 3,5 x 3 cm
- Poids net : 3 g

Composition :

- LDPE (PE + EMA)

Entretien :

- Lavage à l'eau froide ou avec un détergent neutre.

Précautions d'emploi :

- Avant la première utilisation, laver l'aide-verseur de goutte.
- Bien vérifier que la hauteur de l'embout du flacon est inférieure à celle de l'aide verseur.
- Ne pas exposer à de fortes températures.
- Ne pas exposer au soleil.
- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 5 x 5 x 5 cm.
- Poids brut : 10 g.