



## NETTOYANT INTRA AURICULAIRE



(GB)

CLEANER HEARING AID

(NL)

CLEANER INNER-OOR  
HOORTOESTEL

(E)

LIMPIADOR AUDÍFONO

(D)

CLEANER  
INNENOHHR-HÖRGERÄT

## Présentation

- Formule à évaporation sans résidus
- Nettoyants pour intra-auriculaires et embouts
- Dissout le cérumen

### CONSEIL D'UTILISATION :

- 1<sup>ère</sup> étape :** Faire une brève pulvérisation afin d'imbiber le pinceau
- 2<sup>ème</sup> étape :** Frotter l'appareil auditif pour assurer un nettoyage optimal

### MODE D'EMPLOI :

Conçu pour un nettoyage régulier et complet de l'aide auditive.  
Fort pouvoir dissolvant sur le cérumen.