



- **Tabouret réglable en hauteur pour les utilisateurs qui ont du mal à rester debout pour de longues périodes**
- **Assise angulaire pour un meilleur maintien**
- **Assise thermosoudée facile à nettoyer**
- **Renforts verticaux latérales pour améliorer la sécurité et la stabilité**
- **Poids maximum 159 kg (25 stone)**

VG837B

Tabouret Noir

Les Tabourets Aidapt sont une gamme de produits éprouvés. Ce Tabouret avec sa finition noir est réglable en hauteur et muni de barres de tension sur les côtés, ce qui améliore considérablement sa robustesse et sa stabilité. Les assises et dossiers sont rembourrés en gris et faciles à nettoyer, sans raccords ouverts qui risquent de piéger la saleté.

Profondeur (mm):410
 Hauteur (mm):790
 Largeur (mm):530
 Dimensions (mm): 790x530x410
 Net weight (kg): 5.04
 Dossier (mm):350x150
 Couleur: Noir/Gris
 Empreinte (lxP) Min/Max (mm):600x450
 Profondeur Empreinte (mm):460

Poids Maximum de l'Utilisateur (kg):159
 Poids Maximum Utilisateur (stones):25
 N° du Réglage de Hauteur: 6
 Hauteur Globale (mm): 800-940
 Siège Rembourré (lxP) (mm):335x265
 Hauteur du Siège (mm) : 495-645
 Largeur du Siège (mm):360
 Largeur entre les Bras (mm) :485

Aidapt Bathrooms Ltd.

Z.I. les Ports, Nafine, 82800 NEGREPALISSE, France

Tel: 05 63 48 15 1 • Fax: 05 63 37 61 • Email: Altai Europe@orange.fr