

BA11 : BAVOIR PVC EPONGE avec épaulette



Bavoir en Bouclette (42% coton – 10% polyester) enduite PVC (245g /m2)
Fermeture par 2 pressions réglable . Finition biais polycoton blanc sur le pourtour
Convient particulièrement aux patients agités grâce à ses épaulettes de protection et à son réceptacle qui sécurise et protège pendant le repas.

Dimension : 100 x 48 cm

Supporte un entretien classique à 90°C

SARL GETC CLINIBED
1, Rue leuridan-Noclair
59150 Wattrelos
Tél : 03 20 02 23 60
Fax : 03 20 02 23 50
clinibed@clinibed.com
www.clinibed.com

