

BAVOIR USAGE UNIQUE 3 PLIS POCHE FIXATIONS ADHESIFS




Nom du produit	BAVOIR USAGE UNIQUE 3 PLIS POCHE ADHESIFS		
Référence	BW3868A		
Description	Très pratique à mettre en œuvre, le bavoir est résistant grâce à sa première face en PE, mais il est aussi absorbant grâce à sa deuxième face en ouate. Fixations à Adhésifs. Couleur: Bleu Capacité d'absorption : 600 %		
Composition	Ouate de cellulose 18 g/m2 (+/- 2) Film polyéthylène (PE) 14 microns		
Dimension (cm)	38 x 65 (+/- 2%)		
Origine	Fabrication Europe		
Informations Complémentaires	Fabrication: ISO 9001 – ISO 14001 – ISO13485   		
Ecoresponsabilité	Fabrication ISO14001 Cellulose garantie: FSC-PEFC – European Ecolabel 2009/568/EG et/ou Swan label criteria version 5.3 Cellulose TCF (Totally Chlorine Free)		
LOGISTIQUE			
Conditionnement	6 sachets de 100 pièces		
Poids du produit Poids & Volume du carton	9,2 g - 40 x 40 x 23 cm – 6 kg		
Nombre de cartons/Palette	P1 : 42 cartons soit 25 200 pièces P2 : 60 cartons soit 36 000 pièces		
Stockage et conservation	Ne pas exposer à l'humidité ni au soleil Stockage entre -5° C et 40° C   		



<80%



-5°C



Rev3 26/09/2019