

ALTAI FRANCE (ALTAI EUROPE LTD)

Z.I. Les Ports
Nafine
82800 NEGREPELISSE
France



Arceau de Lit à Hauteur réglable

L'arceau de lit à hauteur réglable Aidapt est un cadre métallique conçu pour garder les couvertures éloignées du corps. Utile pour ceux qui souffrent d'ulcères ou d'irritations cutanées. La base est insérée entre le matelas et le sommier évitant ainsi le contact entre les draps, les pieds et les jambes. Peut être installé sur le côté ou au pied du lit.



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

- Hauteur réglable pour s'adapter à chaque individu
- Peut être monté sur le côté ou le bout du lit, selon le besoin
- Construction durable et revêtement facile à nettoyer
- Idéal pour les utilisateurs ayant une irritation de la peau ou les jambes et les pieds douloureux
- Châssis en acier tubulaire
- Hauteur réglable de 44.5cm à 67cm

Caractéristiques:

Dimensions (mm).....	355x690x20
Poids net (kg).....	2.54
Couleur	Blanc
Profondeur totale (mm).....	360
Largeur de la Base (mm)	565



Code Produit: VY440

Code Barre: 5021196684718