

VERRE AVEC DÉCOUPE NASALE

Référence	Désignation
CE02VER04	Verre avec découpe nasale coloris bleu
CE02VER05	Verre avec découpe nasale coloris rouge



Atouts :

- Permet de boire tout en gardant le cou et la tête droits.

Indications :

Pour personne ayant :

- des troubles de la déglutition.
- Problèmes de fausse route.
- Ne pouvant pencher la tête en arrière...

Description :

- Hauteur : 12 cm
- Diamètre : 5,5 à 7,5 cm
- Hauteur découpe nasale : 3 cm
- Poids net : 30 g
- Contenance : 22 cl
- Passe au micro-ondes.

Composition :

- Polypropylène

Entretien :


- Passe au lave-vaisselle.

Précautions d'emploi :

- Avant la première utilisation, laver le verre.
- Température maximale de lavage 70°C.
- Tenir éloigné d'une source de chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 7,5 x 15 x 7,5 cm.
- Poids brut : 50 g.



1935/2004/CE

PHARMAOUEST INDUSTRIES - Actipole 35 - BP 12 - 2, Rue de Saint-Coulban 35540 MINIAC MORVAN

Tél. +33 (0)2 99 82 21 21 - Fax +33 (0)2 99 82 15 45 - Fax Vert 0800 87 70 45