

# SANGLE COUVERT

Référence	Désignation
CE02SAN03	Sangle couvert



## Atouts :

- Permet une meilleure préhension des couverts de la gamme PharmaTecnics.

## Indications :

Pour personne ayant :

- des problèmes de motricité.
- des difficultés de préhension.
- souffrant d'arthrose.
- présentant une "main neurologique" (paralysie ne permettant pas l'enroulement des doigts) telle que plexus brachial, tétraplégie basse, neuropathies périphériques,...

## Description :

- Longueur pliée: 16 cm, déplié: 23 cm
- Largeur : 1,8 cm
- Poids net : 5 g

## Composition :

- Nylon

## Entretien :

- Lavage à la main à l'eau savonneuse.

## Précautions d'emploi :

- Tenir éloigné d'une source de chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

## Conditionnement :

- A l'unité, livré sous boîte carton, Encombrement : 5 x 5 x 5 cm.
- Poids brut : 15 g.