

VERRE PAILLE



Référence	Désignation
CE07VEP01	Verre paille
CE07PAI01	Pailles pour verre paille, sachet de 50 pailles

Atouts :

- Permet aux personnes alitées de boire en toute tranquillité.
- Son système unique de paille intégrée, ainsi que son couvercle amovible, lui confère des qualités anti-déversement rendant possible la déglutition en position allongée.
- Gradué.

Indications :

Pour personne :

- Alitée.
- Ayant des troubles de la déglutition.
- Ayant une rigidité cervicale (polyarthrite, tétraplégie,...).

Description :

- Hauteur : 10,5 cm
- Diamètre : 7 cm
- Poids net : 35 g
- Contenance : 25 cl

Composition :

- Polypropylène

Entretien :

- Passe au lave-vaisselle.

Précautions d'emploi :

- Avant la première utilisation, laver le verre.
- Ne pas utiliser avec de l'eau bouillante.
- Ne pas mettre au micro-onde.
- Tenir éloigné d'une source de chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- 1 verre + 1 couvercle + 1 paille livrés sous boîte carton, Encombrement : 7,5 x 15 x 7,5 cm .
- Poids brut : 60 g.
- Pailles par sachet de 50.



1935/2004/CE

PHARMAOUEST INDUSTRIES - Actipole 35 - BP 12 - 2, Rue de Saint-Coulban 35540 MINIAC MORVAN

Tél. +33 (0)2 99 82 21 21 - Fax +33 (0)2 99 82 15 45 - Fax Vert 0800 87 70 45