

VERRE ERGO AVEC BEC VERSEUR

Référence	Désignation
CE07VEB01	Verre ergo avec bec verseur transparent
CE07VEB04	Verre ergo avec bec verseur coloris bleu
CE07VEB07	Verre ergo avec bec verseur coloris violet
CE07VEB10	Verre ergo avec bec verseur coloris orange



Atouts :

- Ergonomique.
- Bonne prise en main.
- Gradué.

Indications :

Pour personne :

- Ayant des difficultés de préhension.
- À mobilité réduite.
- Souffrant de la maladie d'Alzheimer.

Contre- indications :

- Ne pas utiliser chez les personnes ayant des troubles de la déglutition ou présentant des risques de « fausse route ».

Description :

- Hauteur : 9,5 cm, diamètre 6 à 7 cm
- Poids net : 70 g
- Contenance : 25 cl
- Passe au micro-ondes et au congélateur.

Composition :

- Polycarbonate

Entretien :

- Passe au lave-vaisselle.

Précautions d'emploi :

- Avant la première utilisation, laver le verre.
- Ne pas utiliser avec de l'eau bouillante.
- Tenir éloigné d'une source de chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- A l'unité, 1 verre + 1 couvercle livré sous boîte carton, encombrement : 7,5 x 15 x 7,5 cm
- Poids brut : 90 g.



1935/2004/CE

PHARMAOUEST INDUSTRIES - Actipole 35 - BP 12 - 2, Rue de Saint-Coulban 35540 MINIAC MORVAN

Tél. +33 (0)2 99 82 21 21 - Fax +33 (0)2 99 82 15 45 - Fax Vert 0800 87 70 45