

Référence	Désignation
CE08VHP01	Verre handycup® Transparent
CE08VHP04	Verre handycup® coloris bleu
CE08VHP06	Verre handycup® coloris vert
CE08VHP10	Verre handycup® coloris orange



Atouts :

- Muni de 2 anses et de forme inclinée, Handycup a été développé pour les adultes et les enfants ayant des problèmes de coordination.

Indications :

Pour personne :

- Ayant des difficultés de préhension.
- Des problèmes de motricité.
- Souffrant d'arthrose...

Description :

- Hauteur : 9,5 cm
- Poids net : 140 g
- Contenance : 22 cl
- Passe au micro-ondes.

Composition :

- Polycarbonate

Entretien :


- Passe au lave-vaisselle.

Précautions d'emploi :

- Avant la première utilisation, laver le verre.
- Ne pas utiliser avec de l'eau bouillante.
- Tenir éloigné d'une source de chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- 1 verre + 1 couvercle livrés sous boîte carton,
- encombrement : 15,5 x 15,5 x 9 cm.
- Poids brut : 190 g.



1935/2004/CE

PHARMAOUEST INDUSTRIES - Actipole 35 - BP 12 - 2, Rue de Saint-Coulban 35540 MINIAC MORVAN

Tél. +33 (0)2 99 82 21 21 - Fax +33 (0)2 99 82 15 45 - Fax Vert 0800 87 70 45