



CARACTÉRISTIQUES:

- Fauteuil en 3 parties.
- Proclive/déclive.
- Hauteur variable avec 2 colonnes électriques de 620 à 1020 mm.
- Sellerie plate.
- Jambière réglable par vérin à gaz.
- Coussin de tête.
- Equipée d'une paire de douilles pour étriers (**inclus paire de soutiens jambe en mousse de PU ou étriers en inox**).
- Cuvette inox.
- Commande manuelle.
- Porte rouleau.
- Mousse assise et dossier densité 28 kg/m3.
- Moteur classe II.

DIMENSIONS:

- H. tout: L. 1750 × l. 800 × H. 620/1020 mm.
- Dossier: L. 720 × l. 600 mm.
- Assise: L. 450 × l. 600 mm.
- Jambière: L. 280 × l. 600 mm.
- Poids du fauteuil: 90 kg.
- Poids supporté: 300 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Paire d'étriers en PU avec système de rotules. (**ROTULES/PU**)
- Protection PVC cristal transparent pour jambière ou assise. (**PROTEC**)
- Support porte-sérum 2 crochets simples. (**3511/0**)
- Echancre sur assise du divan. (**ECHANC/3PLANS**)

DIFFÉRENTS MODÈLES:

- **Avec 4 roulettes de Ø 100 mm à frein.**
- (réf: **3800/0**) Moteurs permettant l'élévation de l'assise, inclinaison du dossier et position de Trendelenburg.
- (réf: **3850/0**) Moteurs pour élévation de l'assise et position de Trendelenburg (**dossier réglable par vérin à gaz**).
- **Avec blocage centralisé des roulettes.**
- (réf: **3810/0**) Moteurs permettant l'élévation de l'assise, inclinaison du dossier et position de Trendelenburg.
- (réf: **3860/0**) Moteurs pour élévation de l'assise et position de Trendelenburg (**dossier réglable par vérin à gaz**).