

# POIGNÉE VERSEUSE



Référence	Désignation
CE14PGV06	Poignée verseuse

## Atouts :

- Facilite la préhension des bouteilles plastiques.
- Simple d'utilisation : se clipse sur le haut de la bouteille et se règle à la base de cette dernière grâce à sa sangle.
- S'adapte à plusieurs diamètres de bouteille avec des goulots de diamètre maximum 30 mm.

## Description :

- Tige : 16,5 cm.
- Poignée : 10 cm.
- sangle réglable : 45 cm de longueur, diamètre minimum 6 cm, maximum : 12 cm.
- poids net : 65 g.

## Composition :

- Poignée : polypropylène.
- Sangle : caoutchouc silicone.
- Stop sangle : ABS.

## Entretien :

- Lavage à l'eau chaude savonneuse avec une éponge non abrasive.
- Séchage à l'air libre.

## Précautions d'emploi :

- Ne pas utiliser le produit lorsqu'il n'est pas sec.
- Ne pas utiliser la poignée verseuse sur des bouteilles d'huile.
- Attention un décrochage de la sangle est possible en cas de geste brusque ou de grande amplitude.
- Tenir éloigné d'une source de chaleur.
- Ne pas bouillir, ne pas stériliser, ne pas utiliser de chlore.
- Ne passe pas au lave-vaisselle.
- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

## Conditionnement :

- A l'unité.
- Sous boîte carton.
- Encombrement : 9 x 25 x 5 cm.
- Poids brut : 100,5 g.