



- Ce cadre permet d'éviter les déversements
- Fabriqué en fil de fer avec panier
- Convient à la plupart des bouilloires et pivote sur le support par pression légère sur la poignée pour verser le liquide dans la tasse
- Le bouilloire se pose dans le panier et sécurisé par une lanière

**VM909**

## Bascule à Bouilloire

Le Bascule à Bouilloire possède un point de pivot pour éviter les fuites (la bouilloire revient à la position verticale lorsqu'il est relâché). Livré avec une sangle pour maintenir la bouilloire en place. Le cadre en fil de fer de cette accessoire utile tient la tasse à la bonne distance de la bouilloire. C'est un aide de cuisine utile pour les personnes ayant une dextérité réduite. Utile pour soulever une bouilloire pleine en toute sécurité.

Profondeur (mm):	.....210
Hauteur (mm):	.....185
Largeur (mm):	.....255
Dimensions (mm):	..... 185x255x210
Net weight (kg):	.....0.395
Couleur:	..... Blanche



**Aidapt Bathrooms Ltd.**

Z.I. les Ports, Nafine, 82800 NEGREPALISSE, France

Tel: 05 63 48 15 1 • Fax: 05 63 37 61 • Email: [Altai Europe@orange.fr](mailto:Altai Europe@orange.fr)