


SAC URGENCE ELITE BAGS EMERAIR - ROUGE

 **ELITE BAGS**

Réf. MEEME03_R



SAC URGENCE ELITE BAGS EMERAIR - ROUGE



Réf. MEEME03_R

Pour les services d'urgence spécialisés dans les premiers soins

- Intérieur totalement adaptable aux besoins de l'utilisateur grâce à des séparateurs extractibles en velcro
- Bandes élastiques dans toutes les surfaces planes intérieures
- Bandes réfléchissantes nuit et jour
- 2 poches externes de taille moyenne, 2 poches externes de grande capacité, avec des bandes élastiques
- 4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente différenciés selon le code de couleurs normalisé (bleu : système respiratoire, rouge: système circulatoire, vert : matériel chirurgical divers, jaune : matériel pédiatrique)
- Ampoulier isotherme avec 27 élastiques
- Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une meilleure résistance, bretelles de sac à dos dissimulées et banane
- Matériau : 1000D polyamide
- Poids : 3,65 kg
- Mesures extérieures : 30 x 50 x 23 cm / 32,96 L
- Capacité max. recommandée : 25 kg
- Capacité max. d'une bouteille d'oxygène 3L
- Livré avec un ampoulier
- Chariot en option
- Existe en version waterproof
- Vendu vide

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 8436564540133

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 420212

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 30,0

Largeur conditionnement (cm) : 32,0

Longueur unitaire (cm) : 50,0

Longueur conditionnement (cm) : 50,0

Hauteur unitaire (cm) : 23,0

Hauteur conditionnement (cm) : 19,0

Poids unitaire (kg) : 3,650

Poids conditionnement (kg) : 4,100

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



09/06/2021 21:48 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MEEME03_R

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.