

SAC URGENCE ELITE BAGS EMERAIR À ROULETTES - ROUGE

ELITE BAGS

Réf. MEEME05_R



GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEE



SAC URGENCE ELITE BAGS EMERAIR À ROULETTES - ROUGE



Réf. MEEME05_R

C'est la mallette d'urgences à roulettes, de plus grande capacité, qui permet de transporter tous les matériaux nécessaires de façon confortable et ordonnée lors des services d'urgence.

- Tireurs larges pour faciliter l'ouverture, et bandes réfléchissants jour/nuit
- Orifice d'extraction du tube d'oxygène
- Panneau arrière matelassé et ergonomique
- Roulettes incorporées et anse escamotable
- 2 différentes zones pour séparer l'espace d'oxygénothérapie et l'espace pour les compartiments amovibles
- 4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente, différenciés par couleur selon le code international, et avec anse
- Ampoulier isotherme
- 3 grandes poches transparentes
- Panneau avec élastiques de différentes dimensions
- Espace principal large, avec rubans pour fixer différents éléments : respirateur, masques, bouteille d'oxygène (5L.)
- Poches transparentes pour documents, identification, etc, à l'extérieur.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : Code barres : 8436564540294

Garantie (mois) : 24 Code douanier : 4202.12.99.90

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :	34,0	Largeur conditionnement (cm) :	42,0
Longueur unitaire (cm) :	64,0	Longueur conditionnement (cm) :	65,0
Hauteur unitaire (cm) :	33,0	Hauteur conditionnement (cm) :	30,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	6,380

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A) Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A) Humidité maxi : (N/A)



02/08/2021 10:11 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. MEEME05_R

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.