



FICHE TECHNIQUE DRAP DE TRANSFERT

DESCRIPTION DES PRODUITS

Drap de transfert blanc en polypropylène non-tissé.

Dim. : 150x220 cm.

Grammage : 70g/m²

UTILISATION

Utilisation pour les transferts de brancard à brancard et de brancard à chaises dans le secteur médical et celui des urgences.

REFERENCE ET CONDITIONNEMENT

Référence	Conditionnement
69BD	Carton de 100 draps en sachet individuel.

PHOTO

