

DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE SAVER ONE PRO 200 JOULES

Réf. SJSAVE10

Saver One®



CE
0051



DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE SAVER ONE PRO 200 JOULES



Réf. **SJSAVE10**

Défibrillateur professionnel, polyvalent avec 2 modes : manuel ou automatisé

Saver One P : PROTOCOLE de 50 à 200 joules

Fiable pour tous scénarios, il passe très facilement du mode semi-automatique au mode manuel si nécessaire. En mode manuel, il offre aux professionnels la capacité opérationnelle du ACLS (Advanced cardiac life support), leur permettant de sélectionner le niveau d'énergie et choisir le moment pour le choc, de faire la procédure médicale de cardioversion synchronisée, en mode de surveillance d'ECG et de configurer l'accès aux réglages du dispositif.

D'ailleurs, si nécessaire, il peut agir comme un DAE fournissant la capacité de fonctionnement semi-automatique, avec aide visuelle et sonore, pour des secouristes indépendants formés BLS.

- Visualisation des données sur large écran couleur LCD (12 x 8 cm)
- Robuste, petit et très léger < 2 kg
- Indice de protection (IP54)
- Pile au lithium, durée de vie 5 ans ou batterie rechargeable (version power 360 joules)
- Test automatique quotidien et indicateur d'état (led lumineuse)
- Ecran d'affichage pour un message texte
- Barre graphe précisant la capacité de la batterie
- Bouton information avec mode bilingue
- Métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque
- Connexion USB et port Irda pour impression sur imprimante thermique
- Mémoire interne 1 Gb

Livré avec : 1 sacoche de transport étanche et antichoc, 1 paire d'électrode adulte (garantie 26 mois), 1 kit de 1er secours(*), 1 jeu complet de signalétiques murales et 1 pile lithium (version standard) ou batterie rechargeable (version power)

(*) Contenu du kit de secours : compresses, 1 rasoir, 1 écran facial bouche à bouche, 1 paire de gants stériles, 1 paire de ciseaux
A NOTER : La directive européenne 93/42/CEE est remplacée par le règlement européen 2017/745 depuis le 5 avril 2017.

Anciennement classifié en IIB, les DAE sont désormais classifiés en classe III. Les certificats délivrés avant le 25 mai 2017 conservent leur validité jusqu'à la fin de la période indiquée sur ces certificats, à savoir Février 2023 pour nos DAE Saver One.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIb

Marquage : CE0051

Code barres : 3661040128726

Garantie (mois) : 72

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 2,000

Poids conditionnement (kg) : 4,500

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



07/05/2021 16:19 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SJSAVE10

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.