

DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE DAE SAVER ONE PRO -360 J- ECRAN LCD

Réf. SJSAVE11

SaverOne®



CE
0051



DÉFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE DAE SAVER ONE PRO -360 J- ECRAN LCD



Réf. SJSAVE11

Défibrillateur professionnel 360 joules, polyvalent avec 2 modes: manuel ou automatisé

Saver One Pro semi-automatique : PROTOCOLE de 50 à 360 joules - version power-

- Fiable pour tous scénarios, il passe très facilement du mode semi-automatique au mode manuel si nécessaire

- En mode manuel, il offre aux professionnels la capacité opérationnelle du ACLS (Advanced Cardiac Life Support), leur permettant de sélectionner le niveau d'énergie et choisir le moment pour le choc, de faire la procédure médicale de cardioversion synchronisée, en mode de surveillance d'ECG et de configurer l'accès aux réglages du dispositif.

D'ailleurs, si nécessaire, il peut agir comme un DAE fournissant la capacité de fonctionnement semi-automatique, avec aide visuelle et sonore, pour des secouristes indépendants formés BLS

- Visualisation des données sur large écran couleur LCD (12 x 8 cm)

- Robuste, petit et très léger < 2 kg

- Indice de protection (IP54)

- Batterie rechargeable et sa station de recharge

- Test automatique quotidien et indicateur d'état (led lumineuse)

- Ecran d'affichage pour un message texte

- Barre graphe précisant la capacité de la batterie

- Bouton information avec mode bilingue

- Métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque

- Connexion USB et port IRDA pour impression sur imprimante thermique

- Mémoire interne 1 Gb

Livré avec :

- 1 sacoche de transport étanche et antichoc

- 1 paire d'électrodes adulte (garantie 26 mois)

- 1 kit de 1er secours(*)

- 1 jeu complet de signalétiques murales

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIb

Marquage : CE0051

Code barres : 3661040128733

Garantie (mois) : 72

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 4,500

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



07/05/2021 16:19 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SJSAVE11

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.