

FICHE TECHNIQUE

CANULE DE GUEDEL A USAGE UNIQUE

REFERENCES

	Taille	Taille ISO (ISO5364:2008)	longueur	Couleur	conditionnement par Boîte
HS 5104	000	4	40 ± 2,5 mm	Rose	25
HS 5105	00	5	50 ± 2,5 mm	Bleu foncé	25
HS 5106	0	6	60 ± 2,5 mm	Noir	25
HS 5107	1	7	70 +5/-2,5 mm	Blanc	100
HS 5108	2	8	80 ± 5,0 mm	Vert	100
HS 5109	3	9	90 ± 5,0 mm	Jaune	100
HS 5110	4	10	100 ± 5,0 mm	Rouge	100
HS 5111	5	11	110 ± 5,0 mm	bleu clair	100
HS 5112	6	12	120 ± 5,0 mm	orange	100

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

ELEMENTS & MATERIAUX

Tube	PE
Bride	PP
Design	atraumatique
Repérage couleur	OUI

Latex	sans
Phtalates (DEHP)	sans
Produits dérivés du sang humain	sans
Produits d'origine animal	sans
Substances médicamenteuses	sans

Stérile	NON
Délai de conservation	3 ans

CONDITIONNEMENT

Emballage primaire	sachet PE
Quantité/sachet	1
Emballage secondaire	boîte cartonnée
Quantité/boîte	voir chaque référence
Conditions de stockage	pas de conditions particulières
Conditions de transport	pas de conditions particulières



AFFAIRES REGLEMENTAIRES

Les canules de Guedel sont conformes aux normes EN ISO 5364, EN ISO 10993

Classe	I	selon la règle 5 de l'annexe VIII du règlement de l'UE 2017/745
Fabricant	Formed	
Notice	NON	
Code GMDN	42424	Voies aériennes oropharyngées, à usage unique

PRECAUTIONS

Conditions d'utilisation	Ne pas utiliser si le sachet est endommagé
Conditions après usage	Ne pas réutiliser ce produit, produit à usage unique - Produit pouvant être contaminé



88, avenue du Général de Gaulle - 93170 Bagnolet - France
Tel : +33 (0)1 42 43 50 50 - Fax : +33 (0)1 42 43 64 44
E-mail : info@comepa.com - Internet : www.comepa.com

date de révision : Mai 2021