




Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
Tel : 01 30 05 34 00
Fax : 01 30 05 34 52
www.medline.com/fr



Fiche technique

ORNEX STERILE CLASSIQUE

Tubulure d'aspiration stérile

Reference(s)

ORNEX56A, ORNEX66A, ORNEX76A, ORNEX510, ORNEX610, ORNEX710, ORNEX712

Description

Tubulure d'aspiration stérile transparente avec 2 connecteurs femelles bleus nervurés et 1 connecteur droit mâle amovible, transparent blanc.

Références	Longueur (en m)	Diamètre interne (en mm)	Type de connectique	Conditionnement (unités par carton)
ORNEX56A	1,80M	5mm	F/F+M	50
ORNEX66A	1,80M	6mm	F/F+M	45
ORNEX76A	1,80M	7mm	F/F+M	40
ORNEX510	3,00M	5mm	F/F+M	30
ORNEX610	3,00M	6mm	F/F+M	25
ORNEX710	3,00M	7mm	F/F+M	20
ORNEX712	3,60M	7mm	F/F+M	20

F désigne le connecteur femelle bleu nervuré pour une connexion sécurisée.
M désigne le connecteur mâle amovible et blanc transparent.

Composition

Tubulure : PVC transparent
Connecteur femelle : PVC bleu - Connecteur mâle : PVC transparent
Sans latex

Conditionnement

Cf tableau des références
Présentation unitaire en double emballage stérile (sachet pelable papier/ PE)

Stérilisation

Produit stérilisé à l'Oxyde d'Ethylène.

Fabricant

Medline Industries, Inc - EN ISO 13485

Règlementation

Conforme à la directive 93/42/CEE - Classe du dispositif : I stérile



© 2016 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.
All rights reserved.

LIT-
ORNEXSterile-
FR02

01.01.INT.12