




Medline International France SAS
Le Val Saint Quentin
2 rue René Caudron
78960 Voisins le Bretonneux
Tel : 01 30 05 34 00
Fax : 01 30 05 34 52
www.medline.com/fr



Fiche technique

Yankauer Classique

Reference(s)

Y1200, Y1201, Y1500, Y1501, Y1800, Y1801, Y2200, Y2201, Y2800, Y2801

Description

Canule de Yankauer classique et rigide avec :

- Extrémité distale arrondie et atraumatique, avec ou sans oeils latéraux selon les références pour une aspiration contrôlée.
- Disponibilité avec (code : Yxx01) ou sans (code : Yxx00) contrôle de vide.
- Connecteur proximale et conique, pour le raccordement universel à toutes tubulures.

Référence	Description	Longueur (±15 mm)	Diamètre (CH)	Oeils	Contrôle du vide	Condition- nement
Y1200	Aspiration fine (pédiatrique, ORL, dentaire)	275mm	12CH	2	NON	50
Y1201		275mm	12CH	2	OUI	50
Y1500		195mm	15CH	0	NON	100
Y1501		195mm	15CH	0	OUI	100
Y1800	Aspiration régulière (pharyngée)	250mm	18CH	6	NON	50
Y1801		250mm	18CH	6	OUI	50
Y2200	Aspiration forte (orthopedique)	275mm	22CH	6	NON	50
Y2201		275mm	22CH	6	OUI	50
Y2800		280mm	28CH	4	NON	50
Y2801		280mm	28CH	4	OUI	50

Matériaux

PVC - Sans DEHP - Sans latex

Emballage & Conditionnement

Présentation unitaire en double emballage stérile - Conditionnement : cf. tableau ci-dessus

Stérilisation

Produit stérilisé à l'EO

Fabricant

GC MEDICA ENTREPRISE LTD (WUXI)
ISO 13485
Distribué par Medline International France SAS.

Règlementation

Conforme à la Directive 93/42/EECMDD - Classe: IIa stérile



0197



Latex free



© 2016 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.
All rights reserved.

LIT-YANKCL-FR01

01.01.INT.12