

BRANCARD CATASTROPHE AVEC TÊTIÈRE ET ROULETTES, BLEU

Réf. SBRAN07_B



BRANCARD CATASTROPHE AVEC TÊTIÈRE ET ROULETTES, BLEU



Réf. **SBRAN07_B**

Civière / brancard "catastrophe" avec roues

- Civière pliable en 2, avec 2 roues et stabilisateurs.
- Structure aluminium haute résistance et tissu étanche
- Le dos de cette civière peut être relevé jusqu'à 60°
- Légère, facile à transporter
- Dimensions (L x W x H) : dépliée : 185 x 50 x 24 cm, pliée : 92 x 50 x 11 cm,
- Poids : 6 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg
- Coloris unique : bleu

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040094625
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	94029000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	50,0	Largeur conditionnement (cm) :	12,0
Longueur unitaire (cm) :	185,0	Longueur conditionnement (cm) :	54,0
Hauteur unitaire (cm) :	24,0	Hauteur conditionnement (cm) :	98,0
Poids unitaire (kg) :	7,000	Poids conditionnement (kg) :	9,000
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



07/05/2021 16:47 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SBRAN07_B

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.