

Brancard/ Civière Catastrophe Pliable

Réf. SBRAN07B



I. Descriptif :

Dimension du produit déplié (L x l x H) : 185 x 50 x 24cm

Dimension du produit plié (L x l x H) : 92 x 50 x 11cm

Dimension de l'emballage : 98 x 54 x 12cm

Poids net : 7 kg/ Poids brut: 9kg

Capacité de charge : maximum 159 kg

II. Recommandation d'utilisation :

Cette civière pliable en 2, avec roues et stabilisateurs, est principalement utilisée pour le transport de patients souffrant de fractures. Constituée d'une structure aluminium de haute résistance et d'un tissu étanche, le dos de cette civière peut être relevée jusqu'à 60°. Légère et facile à transporter, ces diverses fonctionnalités permettent au patient d'être placé rapidement et délicatement sur une table d'opération ou sur un lit.

Approuvé pour son efficacité, ce brancard est à la fois adapté aux ambulances et aux hôpitaux en ce qui concerne le transport de personnes blessées ou malades lors de situations d'urgence.

III. Précautions d'utilisation :

Lors du transport de patients, il est essentiel de verrouiller correctement les sangles de sécurité.

IV. Entretien :

Veiller à un bon entretien au quotidien

Nettoyage avec un désinfectant de surface.

V. Stockage et Transport :

Entreposer dans un endroit à l'abri de l'humidité, ce qui pourrait entraîner la corrosion du produit.



Manufacturer :

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co.,Ltd.

NO.7th, MiddleXinzha Road, Zhashang Industrial Zone,

Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215600, China

EC	REP
----	-----

SUNGO EUROPE B.V.

Olympisch Stadion 24,

1076DE Amsterdam

Netherlands