

CIVIÈRE DE RELEVAGE ALUMINIUM

Réf. SBRAN12



CIVIÈRE DE RELEVAGE ALUMINIUM



Réf. **SBRAN12**

Fonction «cuillère» exercée par les deux lames longitudinales, pour positionner la civière sous le patient sans le déplacer. La civière de relevage peut être utilisée pour soulever, déplacer ou transporter les patients.

- Longueur ajustable en fonction des patients de 120 à 210 cm
- Structure aluminium haute résistance
- Dimensions (L x W x H) : 210 x 44 x 6 cm
- Poids : 8,5 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040063669
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	94029000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	44,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	120,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	9,0	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	8,500	Poids conditionnement (kg) :	10,000
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



07/05/2021 16:20 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SBRAN12

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.