

CIVIÈRE DE RELEVAGE PLASTIQUE, JAUNE

Réf. SBRAN13_J

 **Holtex**



CIVIÈRE DE RELEVAGE PLASTIQUE, JAUNE



Réf. **SBRAN13_J**

Fonction «cuillère» exercée par les deux lames longitudinales, pour positionner la civière sous le patient sans le déplacer. La civière de relevage peut être utilisée pour soulever, déplacer ou transporter les patients.

- Longueur ajustable sur 4 niveaux en fonction de la taille des patients de 162 à 234 cm
- Structure aluminium haute résistance
- Dimensions (L x W x H) : 162 x 45 x 7 cm
- Poids : 8 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040094670
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	94029000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	45,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	162,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	7,0	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	8,000	Poids conditionnement (kg) :	10,800
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



04/06/2021 12:55 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SBRAN13_J

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.