

Civière de Relevage

Réf. SBRAN13J



I. Descriptif :

Dimension du produit déplié (L x l x H) : 162 x 45 x 7cm

Dimension de l'emballage : 165 x 47 x 9cm

Poids net: 8kg/ Poids brut: 10kg

Capacité de charge : maximum 159kg

II. Recommandation d'utilisation :

Pour le transfert des patients fracturés et sérieux. Aux deux extrémités de la civière, une charnière est fixée au milieu, ce qui permet de mettre la civière en deux parties, charnière facile à verrouiller et déverrouiller. La longueur de la civière peut être ajustée pour correspondre à la longueur du corps du patient, qui peut alors facilement être chargé dans une ambulance.

III. Précautions d'utilisation :

Lors du transport de patients, il est essentiel de verrouiller correctement les sangles de sécurité.

IV. Entretien :

Veiller à un bon entretien au quotidien

Nettoyage avec un désinfectant de surface.

V. Stockage et Transport :

Entreposer dans un endroit à l'abri de l'humidité, ce qui pourrait entraîner la corrosion du produit.



Manufacturier :

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co.,Ltd.
NO.7th, MiddleXinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215600, China



SUNGO EUROPE B.V.
Olympisch Stadion 24,
1076DE Amsterdam
Netherlands