

PLAN DUR, ORANGE

Réf. SBRAN11_O



PLAN DUR, ORANGE



Réf. SBRAN11_O

Plan dur avec ceinture de sécurité réalisé en matériau Polyéthylène :

- Peut être également utilisé comme un dispositif flottable
- Pas d'interférence avec les systèmes de radiographie
- Compatible avec la plupart des dispositifs d'immobilisation de tête et sangles
- Dimensions (L x W x H) : 184 x 45 x 6 cm
- Poids : 7 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg
- Coloris unique : orange

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040094663
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	94029000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	45,0	Largeur conditionnement (cm) :	46,0
Longueur unitaire (cm) :	184,0	Longueur conditionnement (cm) :	188,0
Hauteur unitaire (cm) :	6,0	Hauteur conditionnement (cm) :	7,0
Poids unitaire (kg) :	7,000	Poids conditionnement (kg) :	9,000
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



07/05/2021 16:47 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. SBRAN11_O

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.