

Plan Dur

Réf. SBRAN110



I. Descriptif :

Dimension du produit déplié (L x l x H) : 184 x 45 x 6cm

Dimension de l'emballage : 188 x 46 x 7cm

Poids net: 7kg/ Poids brut: 9kg

Capacité de charge : maximum 159kg

II. Recommandation d'utilisation :

Ce plan dur avec ceinture de sécurité intégrée est réalisé en matériau polyéthylène. Très résistant, il peut être également utilisé comme dispositif flottable et ne cause aucune interférence avec les systèmes de radiographie. Ce plan dur est aussi compatible avec la plupart des dispositifs d'immobilisation de tête et sangles. Il est principalement utilisé dans les hôpitaux, les divers sports et les services ambulanciers afin de transporter les patients ou les personnes blessées.

III. Précautions d'utilisation :

Lors du transport de patients, il est essentiel de verrouiller correctement les sangles de sécurité.

IV. Entretien :

Veiller à un bon entretien au quotidien

Nettoyage avec un désinfectant de surface.

V. Stockage et Transport :

Entreposer dans un endroit à l'abri de l'humidité, ce qui pourrait entraîner la corrosion du produit.



Manufacturer :

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co.,Ltd.
NO.7th, MiddleXinzha Road, Zhashang Industrial Zone,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215600, China



SUNGO EUROPE B.V. :
Olympisch Stadion 24,
1076DE Amsterdam
Netherlands