

LA LIGNE MOBILIER

PETITS MOBILIER



MARCHE PIED

	RÉF. MARCHEPIED
DIM TOTALE (CM) $\ell \times H \times P$	45 x 35 x 48
DIM CONTRE MARCHE (CM) H	15,5
POIDS (KG)	4

- Marches moulées à plateaux, coins arrondis, revêtement caoutchouc antidérapant
- Structure tubulaire métal soudé
- Peinture en époxy blanc
- Embouts de protection des pieds "type canne"



GUÉRIDON 2 PLATEAUX

	RÉF. GUERIDON	RÉF. GUERIDON 40
DIM TOTALE (CM) $\ell \times H \times P$	60 x 88 x 42	40 x 88 x 42
POIDS (KG)	11	10
DIM ENTRE LES PLATEAUX (CM) H	37,5	37,5

- Tube acier finition époxy
- Plateaux avec galeries époxy blanc
- Facilement nettoyable, désinfectable, pratique et maniable
- Livré démonté, notice fournie, montage facile
- 2 plateaux coloris blanc
- Embase renforcée/roulettes diamètre 75mm, permettant de passer facilement les seuils de porte



GUÉRIDON 3 PLATEAUX

	RÉF. GUERIDON 3P
DIM TOTALE (CM) $\ell \times H \times P$	65 x 81 x 51
POIDS (KG)	19
DIM PLATEAU (CM) $\ell \times L$	44,5 x 58
DIM ENTRE LES PLATEAUX (CM) H	32

- Montant et supports en tube acier ovale, soudés, finition époxy blanc
- Fixation par vissage
- Doté de 4 roulettes pivotantes, 50mm dont 2 freinées à bandage souple
- Livré démonté, notice fournie, montage facile