

MARCHEPIED INOX HOLTEX, 2 MARCHES AVEC RAMPE/POIGNÉE SPÉCIAL PHLÉBOLOGIE

Réf. OSA0053



MARCHEPIED INOX HOLTEX, 2 MARCHES AVEC RAMPE/POIGNÉE SPÉCIAL PHLÉBOLOGIE



Réf. OSA0053

- Marchepied avec rampe inox
- Structure tube rond en acier inoxydable
- Marches recouvertes de matière plastique antidérapante
- Charge maximum : 150 kg
- Rampe fixée à gauche
- Hauteur totale (rampe incluse): 107 cm
- Hauteur 1° marche: 25 cm
- Hauteur 2° marche: 46.5 cm
- Profondeur totale : 55 cm

Inox ou Epoxy : quelle différence ?

Epoxy : le choix économique. L'acier est simplement recouvert d'une résine pour retarder sa corrosion.

Inox : c'est l'acier modifié pour devenir complètement INOXYDABLE, il ne rouille pas.

Et le saviez-vous ?

Aujourd'hui, plus de 90 % de l'inox est fabriqué à partir d'acier recyclé, c'est bien pour l'environnement !

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : AUCUN

Code barres : 3661040168180

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 9402900000

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 55,0

Largeur conditionnement (cm) : 48,0

Longueur unitaire (cm) : 107,0

Longueur conditionnement (cm) : 82,0

Hauteur unitaire (cm) : 107,0

Hauteur conditionnement (cm) : 9,0

Poids unitaire (kg) : 6,500

Poids conditionnement (kg) : 7,600

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



17/01/2022 21:03 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. OSA0053

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.