


MARQUAGE CE/DOSSIER D'AUTOCERTIFICATION

PRODUIT
POIRE A LAVEMENT 80 ML
Réf. : 424202

<p>DESCRIPTION GENERALE</p> <p>Ensemble composé d'une poire élastomère orange et d'une canule montée sur l'extrémité du tube.</p>	SCHEMA/PHOTO DU PRODUIT	
<p>NATURE DES COMPOSANTS</p> <p>Elastomère orange Plastique thermodur blanc</p>		
<p>METHODES DE FABRICATION</p> <p>Moulage et assemblage</p>		
<p> </p>		
<p> </p>		
<p> </p>		
<p>RESULTAT DE CONCEPTION</p> <p>Les matériaux utilisés ne sont ni toxiques, ni allergisants.</p>		
<p>FONCTIONNEMENT DU PRODUIT</p>	DANGERS	DOMMAGES
ANALYSE DES RISQUES	nul	nul
<p>a) Utilisation :</p> <p>b) Contact avec le patient : <i>oui</i></p> <p>c) Matériaux utilisés: pvc souple</p> <p>d) Retrait ou apport d'énergie : <i>non</i></p> <p>e) Retrait et/ou administration de substance :</p> <p>f) Traitement des matières biologiques :</p> <p>g) Dispositif stérile : <i>non</i></p> <p>h) Modification de l'environnement du patient :</p> <p>i) Mesurages : <i>non</i></p> <p>j) Interprétation : <i>non</i></p> <p>k) Contrôle et interrogation sur d'autres dispositifs ou médicaments :</p> <p>l) Sortie d'énergie ou de substances :</p> <p>m) Influence de l'environnement :</p> <p>n) Association d'accessoires ou consommables :</p> <p>o) Etalonnage : <i>non</i></p> <p>p) Logiciel : <i>non</i></p> <p>q) Durée de vie en rayon limité : <i>non</i></p> <p>r) Effets retardés : <i>non</i></p>	NORMES UTILISEES	
	ISO 9002	
	RAPPORT D'ESSAI ET DE DONNEES CHIMIQUES	
	ETIQUETAGE ET INSTRUCTION D'UTILISATION	
	<p>Fixez la canule en l'enfonçant sur la poire.</p>	